


# 光谱选点检测报告

2018/11/20 16:51:58

数据集: File\_181120\_165104 - RawData

Lot No.:1810232



测定属性  
 波长范围 (nm.): 190.00 到 500.00  
 扫描速度: 中速  
 采样间隔: 1.0  
 自动采样间隔: 停用  
 扫描模式: 单个

仪器属性  
 仪器类型: UV-2400PC 系列  
 测定方式: 吸收值  
 狭缝宽: 2.0 nm  
 光源转换波长: 360.0 nm  
 S/R 转换: 标准

附件属性  
 附件: 无

样品准备属性  
 重量:  
 体积:  
 稀释:  
 光程长:  
 附加信息:

No.	波长 (nm)	吸收值	描述
1	190.00	0.3431	
2	195.00	0.1161	
3	200.00	0.0270	
4	205.00	-0.0077	
5	210.00	-0.0184	
6	220.00	-0.0073	
7	230.00	0.0029	
8	240.00	0.0040	
9	254.00	0.0021	
10	300.00	0.0015	
11	400.00	0.0010	
12	500.00	0.0002	
13			

SHOT ON MI 8 SE  
 AI DUAL CAMERA

